

Sanisom : Housses anti punaises de lit

pour matelas, sommier, oreiller



Informations

Pourquoi ?

Zenao vous propose une housse de protection pour matelas, sommier et oreiller contre les punaises de lit sans traitement chimique.

La housse Sanisom enveloppe la totalité du matelas et forme ainsi une barrière intégrale contre les punaises de lit. Elle constitue de même une excellente mesure préventive en limitant leur prolifération.

Grâce à son tissu extensible qui s'adapte entièrement aux formes du matelas et à sa fermeture par zip sécurisée pour une protection optimale, la housse Sanisom permet une installation ainsi qu'un déhousseage facile et rapide.

La housse Sanisom est réalisée à partir d'un tissu doux et agréable au toucher ce qui la rend très confortable. Elle laisse respirer le matelas et est également insonore aux divers déplacements du corps.

Le polyester dont est fait en partie le tissu est un textile technique très résistant et qui présente une parfaite tenue même après lavage.

Les housses Sanisom allient protection et assainissement et redonnent un aspect éclatant et neuf à votre literie.

Caractéristiques techniques

Matière 82 % polyester et 18 % élasthanne

Couleur Blanc

Grammage 170 g au m²

Coutures 6 points au cm

Fermeture Tirette bloquée par un mousqueton et retour de tissu sous la fermeture

Entretien Lavage en machine à 60° et sèche linge autorisé. Les housses doivent être fermées et le mousqueton attaché à l'agrafe durant le lavage

Garantie

Nos housses sont garanties 5 ans avec un nettoyage annuel. Il est recommandé de les laver uniquement si nécessaire. En effet, les punaises de lit étant très résistantes, il est possible d'en retrouver à l'intérieur des matelas ou sommiers après plusieurs mois sans nourriture

Création Française



Sanisom : Housses anti punaises de lit

pour matelas, sommier, oreiller



Informations

Pourquoi utiliser les housses contre les punaises de lit ?

Les punaises de lit trouvent d'excellentes cachettes dans la literie, proches des personnes qui leur servent à se nourrir et à se reproduire.

Matelas : les punaises de lit se concentrent au début dans les coutures puis envahissent progressivement l'intérieur de celui-ci.

Sommier tapissier : le comportement des punaises de lit est le même que pour les matelas.

Sommier à lattes : les punaises de lit se concentrent dans tous les interstices des jointures des lattes.

-> Si votre matelas et (ou) votre sommier sont infestés, vous enfermez les punaises de lit à l'intérieur.

-> L'installation des housses permettent de supprimer toutes les coutures et interstices qui sont autant de cachettes pour les punaises de lit.

-> Le traitement à la vapeur est facilité : plus de cachettes, un tissu tendu.

-> Le traitement par insecticide est facilité : plus de plis, plus de coutures, le passage de l'insecticide devient plus simple et plus économique.

Comment fonctionnent les housses contre les punaises de lit ?

Les housses sont fabriquées dans un tissu légèrement élastiques et étanches aux punaises de lit tout en laissant respirer votre matelas ou sommier. Les punaises de lit ne peuvent plus entrer dans le matelas et le sommier, elles ne peuvent plus en sortir aussi. La matière élastique permet d'obtenir une housse tendue qui empêchent les plis donc les cachettes.

Comment utiliser les housses contre les punaises de lit ?

Il est toujours préférable de protéger l'ensemble matelas plus sommier, les deux éléments étant d'excellentes cachettes pour les punaises de lit.

Installez votre matelas ou sommier à l'intérieur de la housse anti punaises de lit et bloquer la fermeture éclair afin que la housse ne puisse s'ouvrir.

Pour installer les pieds de votre sommier, percer avec une pointe fine la housse anti punaises de lit et revisser vos pieds.

Sanisom : Housses anti punaises de lit

pour matelas, sommier, oreiller



Informations

Doit-on jeter le matelas et le sommier en cas d'infestation ?

Non, si vous enfermez votre literie infestée dans nos housses, les punaises de lit seront emprisonnées et disparaîtront. Attention : les housses devront rester en place pendant au moins un an, le temps que les punaises de lit meurent.

Ces housses sont-elles traitées avec des produits chimiques ?

Non, ces housses sont composées à 82 % de polyester et à 18 % d'élasthanne. Leur fonction est uniquement mécanique.

Références

| | Largeur en cm | Longueur en cm | Epaisseur maxi en cm |
|--|---------------|----------------|----------------------|
| Housses anti punaises de lit Sanisom pour matelas et sommiers tapissier | | | |
| HMS70190 | 70 | 190 à 210 | 30 |
| HMS80190 | 80 | 190 à 210 | 30 |
| HMS95190 | 90 à 100 | 190 à 210 | 30 |
| HMS155190 | 110 à 120 | 190 à 210 | 30 |
| HMS140190 | 140 | 190 à 210 | 30 |
| HMS160190 | 160 | 190 à 210 | 30 |
| HMS180190 | 180 | 190 à 210 | 30 |
| HMS200200 | 200 | 190 à 210 | 30 |
| HMS65120 (Lit bébé) | 60 à 70 | 120 à 140 | 15 |
| Housses anti punaises de lit Sanisom pour sommiers à lattes (non articulés) | | | |
| HS80190 | 80 | 190 à 210 | 6 |
| HS140190 | 140 | 190 à 210 | 6 |
| HS160190 | 160 | 190 à 210 | 6 |
| Housses anti punaises de lit Sanisom pour oreillers | | | |
| HO6060 | 60 à 65 | 60 à 65 | |
| HO5070 | 50 | 70 | |
| Housses anti punaises de lit Sanisom pour matelas et sommiers tapissier TWIN (lot de 2 housses réunies par un zip) - (faible stock, uniquement sur demande) | | | |
| HMST80190 | 70 à 80 | 190 à 210 | 30 |
| HMST95190 | 90 | 190 à 210 | 30 |